**V-1100****4120025****Espectrofotómetro de rango visible  
Spectrophotometer visible range**

# Indice

<b>1 INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
1.1 Contenido del Embalaje .....	4
1.2 Apariencia.....	4
1.3 Panel de Mandos .....	5
1.4 Descripción del Teclado .....	6
<b>2 SEGURIDAD .....</b>	<b>6</b>
<b>3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.....</b>	<b>7</b>
<b>4 INSTALACIÓN.....</b>	<b>7</b>
<b>5 FUNCIONAMIENTO.....</b>	<b>8</b>
5.1 Estructura del Software Local .....	8
5.2 Funcionamiento Básico.....	8
<b>6 MEDICIONES .....</b>	<b>9</b>
6.1 Medición de la Absorbancia .....	9
6.2 Medición de la Transmitancia .....	10
6.3 Método de Dos Puntos .....	11
6.4 Método del Coeficiente.....	11
<b>7 ESPECIFICACIONES .....</b>	<b>13</b>
<b>8 GARANTÍA .....</b>	<b>13</b>
<b>9 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....</b>	<b>14</b>
<b>10 CE CONFORMITY DECLARATION / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD .....</b>	<b>27</b>

# Index

<b>1 INTRODUCTION .....</b>	<b>16</b>
1.1 Package contents .....	16
1.2 Appearance.....	16
1.3 Operating Panel .....	17
1.4 Descripción del Teclado .....	18
<b>2 SAFETY .....</b>	<b>18</b>
<b>3 OPERATING PRINCIPLE .....</b>	<b>19</b>
<b>4 INSTALLATION .....</b>	<b>19</b>
<b>5 OPERATION .....</b>	<b>20</b>
5.1 Local Software Structure .....	20
5.2 Basic Operation .....	20
<b>6 MEASUREMENT.....</b>	<b>21</b>
6.1 Measure the Absorbance .....	21
6.2 Measure the Transmittance.....	22
6.3 Two-point Method.....	23
6.4 Coefficient Method.....	23
<b>7 SPECIFICATIONS.....</b>	<b>25</b>
<b>8 WARRANTY .....</b>	<b>25</b>
<b>9 TROUBLESHOOTING.....</b>	<b>26</b>
<b>10 CE CONFORMITY DECLARATION / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD .....</b>	<b>27</b>



## 1 INTRODUCCIÓN

El espectrofotómetro V-1100 debe ser utilizado en un laboratorio y por personal formado en las técnicas habituales.

El personal debe conocer las precauciones de seguridad en la manipulación de sustancias potencialmente peligrosas.

Las tapas de este equipo pueden extraerse para realizar una reparación. Sin embargo, en el interior puede haber áreas de tensión eléctrica peligrosa y no debería retirarse la tapa bajo ninguna circunstancia.

No existen componentes de recambio en el interior de esta unidad.

### 1.1 Contenido del Embalaje

Desembale con cuidado el contenido y compruebe que el material que ha recibido es el que aparece en la lista y que se encuentra en buenas condiciones.

#### Lista de Embalaje

Descripción	Cantidad
Espectrofotómetro .....	1
Cable alimentación .....	1
Cubetas de vidrio .....	4
Manual .....	1


### 1.2 Localización de los elementos principales

Consulte la Fig. 3-1:



- 1 Tapa
- 2 Portacubetas
- 3 Selector de muestra
- 4 Panel de mandos
- 5 Dial de selección de longitud de onda
- 6 Puerto USB
- 7 Salida impresora
- 8 Entrada tensión de red 85 - 265VAC
- 9 Interruptor principal

Fig. 3-1



### 1.3 Panel de Mandos

Consulte el panel de mandos del V-1100 (Fig. 3-2):




Fig. 3-2

- 1 Display  
2 Teclado

**MODE** Cambiar el modo de medida

**ENTER** Confirmar / Imprimir

**▼** Reducir el número / Ajuste a Cero de Transmitancia

**▲** Incrementar el número / Ajuste 100% de Transmitancia

## 2 SEGURIDAD

El espectrofotómetro V-1100 es un instrumento de medida eléctrico ampliamente utilizado en laboratorios.

Equipo diseñado para su uso en laboratorio.



Peligro de contacto con sustancias peligrosas

El personal usuario debe estar informado del peligro de las muestras y de las sustancias que manipula.

Los productos químicos utilizados pueden ser corrosivos, inflamables, tóxicos o potencialmente infecciosos.

Aplicar procedimientos de seguridad en laboratorios para la manipulación de productos químicos y muestras.



Peligro de accidente eléctrico

#### Conexión eléctrica:

Tensión de alimentación: 85 a 265VAC. Asegúrese de que el suministro de corriente local se encuentre dentro de este rango.

Enchufar el cable de corriente en un enchufe con toma de tierra.

#### Advertencia:

La interrupción del conductor de protección de tierra podría convertir el equipo en peligroso.


Este equipo tiene tensiones de alto voltaje en el interior, incluso estando desconectado de la red eléctrica.

### 3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los equipos V-1100 se componen de cinco partes:

- Lámpara halógena como fuentes de luz.
- Monocromador para seleccionar la longitud de onda y eliminar la luz parásita.
- Compartimento para cubetas de muestras.
- Fotodetector para convertir la luz transmitida en señal eléctrica.
- Display donde se muestran los valores de absorbancia o transmitancia.

Diagrama de bloque para el espectrofotómetro.



### 4 INSTALACIÓN

Comprobar la lista de embalaje.

Compruebe que no esté dañado o falte alguna pieza, comuníquelo sin falta a su distribuidor. Conserve el embalaje original durante unos días.

Situe el equipo en una superficie plana, nivelada, estable, adecuada al peso del equipo y fuera de la luz solar directa.

Instale la unidad en un área libre de polvo, gases corrosivos y vibraciones.


Deje 30 cm libres alrededor del equipo para su ventilación.

Encienda el espectrofotómetro V-1100, se realizará un auto test.

Pasados 20 minutos de precalentamiento, ya estará preparado para tomar las lecturas.

## 5 FUNCIONAMIENTO

### 5.1 Estructura del Software Local



### 5.2 Funcionamiento Básico

#### 1) Seleccionar el Modo de Medida

MODE

Pulse para seleccionar el modo de medida.

#### 2) Seleccionar la Longitud de Onda

Gire el mando del ajuste de la longitud de onda hasta seleccionar la que desee, y se mostrará el valor de esta en la pantalla en tiempo real.

#### 3) Introducción del Coeficiente



Cuando el sistema le indica que debe introducir C, K o B, pulse las teclas



o para cambiar el valor hasta que aparezca el que desee, y después pulse



para confirmar.

Nota: El sistema memorizará siempre su última entrada, hasta que introduzca otro valor.

#### 4) Ajuste a Cero



Cierre la tapa del compartimento y pulse para ajustar a Cero T%.



#### 5) Calibración 100%T



Mueva la referencia hasta la luz, pulse para calibrar el 100%T0.

#### 6) Impresión de Resultados



Pulse la tecla para imprimir los resultados del test.




Fig. 4-1

**6 MEDIDAS****6.1 Medida de la Absorbancia**

MODE

1) Pulse para escoger el modo «A» (Fig.4-1).

2) Gire el mando de la longitud de onda hasta que muestre la que desea.




Fig. 4-2



Fig. 4-3

**6.2 Medida de la Transmitancia**

MODE

1) Pulse para seleccionar el modo de «T» (Fig. 4-4).

2) Gire el mando de la longitud de onda para configurarla en el punto que desee.

3) Mueva la referencia hasta la luz para calibrar el 100%T (Fig. 4-5).



Fig. 4-4




Fig. 4-5

4) Mueva la muestra de concentración desconocida hasta la luz, el valor que aparezca después en pantalla será el que necesite (Fig. 4-60).

5) Pulse para imprimir el resultado de la prueba.




Fig. 4-6




Fig. 4-7

### 6.3 Método de Dos Puntos

Este método permite medir la concentración a partir de dos concentraciones patrón.

- 1) Seleccione el modo «A» o «T» y la longitud de onda.



para obtener el 100%T.



- 2) Introduzca la cubeta «Blanco», pulse



para obtener el 100%T.



- 3) Introduzca la cubeta «Patrón» y pulse



y escoja el modo «C».

- 4) Pulse



o

- 4) Pulse

o



para introducir la concentración del patrón. Pulse



para confirmar. (Fig. 4-7).

- 5) Repita para entrar el segundo patrón.

- 6) Situe la muestra de concentración desconocida en el portacubetas, y aparecerá en pantalla su concentración. (Fig.4-8).




Fig. 4-8



- 7) Pulse

para imprimir los resultados del test.

- 8) Repita los pasos 5) y 6) para realizar la prueba de otras muestras.

### 6.4 Método del Coeficiente

- 1) Seleccione la longitud de onda.



- 2) Pulse

para escoger el modo «F».



- 3) Pulse

o



para ajustar el valor del coeficiente de K y B, y pulse



para confirmar. (Fig. 4-9).

A partir de este momento ya puede empezar a medir las muestras.



- 4) Pulse




para ajustar 100%T de transmitancia o cero de absorbancia (Fig. 4-10).

- 5) Situe las muestras en el portacubetas. El display indica la concentración de la muestra (Fig.4-11).



- 6) Pulse

para imprimir los resultados de la prueba.



## 7 ESPECIFICACIONES

<u>Rango de longitud de onda:</u>	325-1000nm (Rango visible)
<u>Ancho de banda espectral:</u>	4nm
<u>Sistema óptico:</u>	Un haz, red difracción 1200 líneas/mm
<u>Precisión longitud de onda:</u>	±2nm
<u>Repetibilidad longitud de onda:</u>	1nm
<u>Resolución longitud de onda:</u>	0.5nm
<u>Precisión fotométrica:</u>	±0.5%T
<u>Repetibilidad fotométrica:</u>	±0.3%T
<u>Gama fotométrica:</u>	-0.3-3A, 0-2000%T
<u>Luz parásita:</u>	0.3%T@360nm
<u>Estabilidad:</u>	±0.004A/h @500nm
<u>Display:</u>	LCD gráfico (128X64 dpi)
<u>Teclado:</u>	Teclado de 4 botones
<u>Modo fotométrico:</u>	T, A, C, F
<u>Detector:</u>	Fotodiodo
<u>Compartimento muestra:</u>	Soporte cubeta de paso 10mm (100mm con soporte opcional)
<u>Fuente luz:</u>	Lámpara Tungsteno
<u>Salida:</u>	Puerto USB
	Puerto paralelo (impresora)
<u>Tensión de alimentación:</u>	85 ~ 265 VAC
<u>Dimensiones (An x La x Al):</u>	480 x 360 x 160mm
<u>Peso:</u>	10 kg

## 8 GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de un año desde la fecha de compra del equipo, que cubre los componentes defectuosos y los defectos de montaje.

Guarde la factura de compra como único documento válido de la fecha de compra.

Esta garantía no cubre los daños causados por un funcionamiento defectuoso del equipo. El equipo debe validarse adecuadamente antes de ser utilizado en el análisis de muestras valiosas para el usuario.

No se acepta ninguna devolución sin previa autorización de J.P. SELECTA, s.a.u.

## **9 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

<b>PROBLEMA</b>	<b>Causa posible</b>	<b>Solución</b>
No funciona después de encender	-Cable de corriente no conectado -Enchufe de corriente no funciona -Fusible interno derretido o componente electrónico defectuoso	-Enchufar el equipo -Cambiar a un enchufe diferente -Cambiar fusible o llamar al servicio técnico autorizado
El equipo no puede ajustar 100%T (0A)	-Rayo de luz bloqueado: Soporte desalineado -Bombilla vieja o defectuosa -La bombilla no se encuentra alineada -Componente electrónico defectuoso	-Comprobar el soporte de muestra -Sustituir la bombilla -Reajustar la bombilla -Llamar al servicio técnico autorizado
Display inestable	-Tiempo de calentamiento insuficiente -Conexión a tierra pobre -Vibración excesiva, fuerte corriente de aire cerca de la fuente de luz, o luz externa fuerte -Bombilla vieja o defectuosa -Suministro de energía inestable -Detector defectuoso o sucio o componente electrónico defectuoso	-Caliente al menos 20 minutos -Comprobar la conexión a tierra -Mejorar las condiciones de trabajo -Sustituir la bombilla -Equipe con un manostato para estabilizar el voltaje -Llamar al servicio técnico autorizado
Se obtienen lecturas incorrectas	-Volumen de muestra insuficiente -Ajuste de longitud de onda erróneo Fallo en blanco (0A/100%T) -Pérdida de vapores en la preparación de la muestra -Burbujas o partículas en solución -Instrumento sin calibración electrónica	-Rellenar la cubeta con más muestras -Comprobar el procedimiento analítico y el ajuste de longitud de onda -Preparar las muestras lejos del equipo. Utilice ventilación adecuada -Comprobar la preparación de la muestra y el procedimiento analítico -Llamar al servicio técnico autorizado

## **ENGLISH VERSION**



Contact with  
dangerous  
substances



Electrical accident

## 1 INTRODUCTION

Spectrophotometers V-1100 described in this manual are designed to be used by properly trained personnel in a suitable equipped laboratory. For the correct and safety use of this equipment, it is essential that laboratory personnel follow generally accepted safe procedures in addition to the safety precautions called for in this manual.

The covers on this instrument may be removed for servicing. However, the inside of the power supply unit is a hazardous area and its cover should not be removed under any circumstances. There are no serviceable components inside this power supply unit.

### 1.1 Package contents

Carefully unpack the contents and check the materials against the following packing list to ensure that you have received everything in good condition.

#### Packing List

Description	Quantity
Spectrophotometer .....	1
Mains Lead .....	1
Glass cuvettes .....	4
Manual .....	1


### 1.2 Appearance

Please see Fig. 3-1:



Fig. 3-1

- 1 Lid of the compartment
- 2 Cell Holder
- 3 Pole
- 4 Operating Panel
- 5 Wavelength Knob
- 6 USB Port
- 7 Print Port
- 8 Power Socket 85-265VAC
- 9 Power Switch



### 1.3 Operating Panel

Please see the panel of V-1100 (Fig. 3-2):




Fig. 3-2

- 1 LCD (128 X 64)
- 2 Key Button



Switch the Photometric Mode



Confirm/Print



Decrease Number/Set Zero



Increase Number/Set 100%T

## 2 SAFETY

Spectrophotometer VR-1100 is an electrical test instrument widely used in laboratories.

This equipment has been designed to be used mainly in laboratories.

It is important that the laboratory staff know the safety general procedures, together with the safety precautions explained in this manual.

Some of the chemical products used in this spectrophotometer are corrosive and/or inflammable and the samples can be radioactive, toxic or potentially infectious.

Be careful to follow the safety standardized procedures in laboratories for samples and chemical products manipulation.



DANGER:  
contact with  
dangerous  
substances



DANGER:  
Electrical accident

#### Electrical connection:

Power requirements of V-1100 are from 85V to 265VAC. Make sure that the local power supply is within this range.

The power cord shall be inserted in a socket provided with a protective earth contact.

#### Warning:

Any interruption of the protective conductor inside or outside the equipment is likely to make it dangerous.


NEVER touch or handle the power supply on V-1100 due to the high voltage in the inside, even when it is disconnected from the mains.

### 3 OPERATING PRINCIPLE

V-1100 equipments are composed of five parts:

- An halogen lamp to supply the light.
- A monochromator to isolate the wavelength of interest and to eliminate unwanted second order radiations.
- A compartment for sample cuvettes.
- A photodetector to receive light transmittance and to convert it to electrical sign.
- A digital display where absorbance or transmittance.

Block diagram for the spectrophotometer.



### 4 INSTALLATION

After carefully unpacking the contents, check the materials with the packing list to ensure that you have received everything in good condition.

Keep the packaging for some days. If there is something missing, please contact your distributor as soon as possible.

Place the instrument in a stable level surface, suitable for the equipment weight and away from direct sunlight.

Set the unit up in an area that is free of dust, corrosive gases and strong vibrations.


Leave a free space of 30cm around the equipment for a good ventilation.

Turn on the spectrophotometer V-1100, it will begin to self test.

After a 20 minutes' pre-warm, you could take any readings.

## 5 OPERATION

### 5.1 Local Software Structure



### 5.2 Basic Operation

#### 1) Select Test Mode



Press **MODE** to select the measure mode.

#### 2) Set Wavelength

Turn the Wavelength Setting Knob to select the wavelength you want, and the wavelength value can be displayed on the screen in real-time.

#### 3) Input the Coefficient



When the system prompts you to input C, K or B, press



button to change the value till it displays the one you want, then press



to confirm.

Note: The system will always memorize your last input, until you input another value.

#### 4) Calibrate Zero



Close the lid of the compartment and press

to calibrate Zero T%.

#### 5) Calibrate 100%



Pull the Reference in the light path, press

to calibrate 100%TO.

#### 6) Print the result



Press the **ENTER** button to print the test result.




Fig. 4-1

## 6 MEASUREMENT

### 6.1 Measure the Absorbance

MODE

1) Press to choose «A» mode (Fig.4-1).

2) Turn the wavelength knob till it displays the wavelength value you want.



to set 100%T




Fig. 4-2

3) Pull the reference in the light path, press (Fig.4-2).

4) Pull the unknown concentration sample in the light path and then record the displayed value (Fig. 4-3).



Fig. 4-3

ENTER

5) Press to print the test result.

6) Repeat steps 4) and 5) to test other unknown concentration samples.

### 6.2 Measure the Transmittance

MODE

1) Press to choose the «T» mode (Fig. 4-4).

2) Turn the wavelength knob to set the wavelength at the point you want.

3) Pull the Reference in the light path to calibrate 100%T (Fig. 4-5).




Fig. 4-4

4) Pull the unknown concentration sample in the light path, then the value displayed on the screen is the one you need (Fig. 4-60).

ENTER

5) Press to print the test result.




Fig. 4-5

6) Repeat steps 4) and 5) to test other samples.




Fig. 4-6

WL.	546 nm
<input type="radio"/> A	Input Conc. : <b>1000</b>
<input type="radio"/> T	
<input checked="" type="radio"/> C	
<input type="radio"/> F	

Fig. 4-7

**6.3 Two-points Method**

This method allows measuring a concentration from two pattern concentrations.

1) Choose «A» or «T» mode and the wavelength.



2) Insert the «blank» cuvette, press



to get 100%T.

3) Insert the «pattern» cuvette and press



to choose «C» mode.



4) Press



or



to input the standard concentration, and press



to confirm. (Fig. 4-7).

5) Repeat to insert the second pattern.

6) Set the unknown concentration sample in the cell holder, then its concentration will display on the screen. (Fig.4-8).



7) Press

to print the test result.

8) Repeat step 6) and 7) to test other samples.

WL.	546 nm
<input type="radio"/> A	<b>985C</b>
<input type="radio"/> T	
<input checked="" type="radio"/> C	
<input type="radio"/> F	

Fig. 4-8

**6.4 Coefficient Method**

1) Set the wavelength.



2) Press

to choose «F» Mode.



3) Press



or



to set the coefficient value of «K» and «B», followed



with

ENTER
▲

pressed to confirm. (Fig. 4-9).  
From now on, you can test the samples.



4) Press

ENTER
▲

to set 100%T transmittance or zero absorbance (Fig. 4-10).

5) Set the samples in the cell holder. Its concentration will be displayed on the screen automatically (Fig.4-11).



6) Press

ENTER
▲

to print the test result.

WL.	546 nm
<input type="radio"/> A	INPUT K: <b>1000</b>
<input type="radio"/> T	
<input type="radio"/> C	
<input checked="" type="radio"/> F	

WL.	546 nm
<input type="radio"/> A	INPUT B: <b>1000</b>
<input type="radio"/> T	
<input type="radio"/> C	
<input checked="" type="radio"/> F	

WL.	546 nm
<input type="radio"/> A	BLANKING... PLEASE WAIT...
<input type="radio"/> T	
<input type="radio"/> C	
<input checked="" type="radio"/> F	

WL.	546 nm
<input type="radio"/> A	<b>1252</b>
<input type="radio"/> T	
<input type="radio"/> C	
<input checked="" type="radio"/> F	

## 7 SPECIFICATIONS

<u>Model</u>	<b>V-1100D</b>
<u>Wavelength Range</u>	325-1000nm
<u>Spectral Bandwidth</u>	4nm
<u>Optical System</u>	Single Beam, Grating 1200lines/mm
<u>Wavelength Accuracy</u>	±2nm
<u>Wavelength Repeatability</u>	1nm
<u>Wavelength Resolution</u>	0.5nm
<u>Photometric Accuracy</u>	±0.5%T
<u>Photometric Repeatability</u>	±0.3%T
<u>Photometric Range</u>	-0.3-3A, 0-200%T
<u>Stray Light</u>	0.3%T@360nm
<u>Stability</u>	±0.004A/h @500nm
<u>Display</u>	Graphic LCD (128X64 dpi)
<u>Keyboard</u>	4 Button keypad
<u>Photometric Mode</u>	T, A, C, F
<u>Detector</u>	Photodiode
<u>Sample Compartment</u>	Standard 10mm path length cuvette holder (with optional holder)
<u>Light Source</u>	Tungsten lamp
<u>Output</u>	USB Port Parallel Port (printer)
<u>Power Requirement</u>	85V ~ 265VAC
<u>Dimensions (W x D x H)</u>	480 x 360 x 160mm
<u>Weight</u>	10 kg

## 8 WARRANTY

This product is guaranteed for one year from the date of purchase and it covers defective components and assembly.

Please keep the purchase ticket as it is the only valid document for the purchase date.

This guarantee does not cover damage caused by an incorrect use of the equipment. This equipment must be properly validated before its use in the value sample analysis for the user.

Any return without the authorization of J.P. SELECTA, s.a.u. is not accepted.

## **9 TROUBLESHOOTING**

<b>PROBLEM</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Solution</b>
No functioning after power is on	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Power cord not connected to outlet</li> <li>-Dead Power outlet</li> <li>-Internal fuse melted or defective electronic component</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Plug instrument in</li> <li>-Change to a different outlet</li> <li>-Change fuse or call an authorized service engineer.</li> </ul>
Instrument cannot set 100%T (0A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Light beam blocked: Holder misaligned</li> <li>-Lamp is old or defective</li> <li>-Lamp is off alignment</li> <li>-Defective electronic component</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Check sample holder</li> <li>-Replace lamp</li> <li>-Readjust the lamp</li> <li>-Call an authorized service engineer</li> </ul>
Unstable display	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Insufficient warm up time</li> <li>-Poor grounding</li> <li>-Excessive vibration, strong air current near light source, or strong external light.</li> <li>-Lamp old or defective</li> <li>-Unstable power supply</li> <li>-Defective or dirty detector or defective electronic component</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Warm up at least 20 minutes</li> <li>-Check ground connection</li> <li>-Improve working conditions</li> <li>-Replace with a new lamp</li> <li>-Equip a manostat to make the voltage stable</li> <li>-Call an authorized service engineer</li> </ul>
Incorrect readings obtained	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Insufficient sample volume</li> <li>-Wrong wavelength setting Failed to blank (0A/100%T)</li> <li>-Stray sample preparation vapours</li> <li>-Bubbles or particles in solution</li> <li>-Instrument out of electronic calibration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Fill cuvette with more samples</li> <li>-Check analytical procedure and wavelength setting.</li> <li>-Prepare sample away from instrument. Use proper ventilation</li> <li>-Check sample preparation and analytical procedure</li> <li>-Call an authorized service engineer</li> </ul>